



## Product Specification

**S-Monovette® Heparina de lítio LH, 2,7 ml, tampa laranja, (CxØ): 66 x 11 mm, com etiqueta de papel**

Page 1



### Product description

Order number	05.1553.001
Descrição do artigo	S-Monovette® Heparina de lítio LH, preparo: Heparina de lítio, 2,7 ml, tampa de rosca com membrana, tampa laranja, código de cor EU, (CxØ) sem tampa: 66 x 11 mm, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: laranja, 50 unid./caixa de papelão, estéril

### Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Heparina de lítio
Concentração do preparo	16 UI/ml sangue
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	laranja
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugação	20

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**S-Monovette® Heparina de lítio LH, 2,7 ml, tampa laranja, (CxØ): 66 x 11 mm, com etiqueta de papel**

Page 2

Tempo de centrifugação	10 Min
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

### Size

Volume nominal	2.7 ml
Diâmetro externo do fecho	13 mm
Diâmetro	11 mm
Comprimento com tampa	82 mm
Comprimento sem tampa	66 mm
Comprimento com tampa e barra	103 mm

### Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	laranja
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

### Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	56000
Profundidade da caixa interna	145 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**S-Monovette® Heparina de lítio LH, 2,7 ml, tampa laranja, (CxØ): 66 x 11 mm, com etiqueta de papel**

**Page 3**

Largura da caixa interna	108 mm
Altura da caixa interna	63 mm
Profundidade da embalagem externa	333 mm
Largura da embalagem externa	303 mm
Altura da embalagem externa	125 mm
Volume da embalagem externa	0.0126 cbm
Peso do produto	0.0042 kg
Peso da embalagem externa	2.63 kg
EAN da caixa interna	4038917130417
EAN da embalagem externa	4038917023054

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**