



Product description

Order number	05.1729
Descrição do artigo	S-Monovette® neutro Z, sem preparação, 2,7 ml, tampa de rosca com membrana, tampa branca, código de cor ISO, (CxØ) sem tampa: 66 x 11 mm, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: branca, 50 unid./caixa de papelão, estéril

Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	sem preparação
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugação	20
Tempo de centrifugação	10 Min
Cor de codificação	branca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
S-Monovette® neutro Z, 2,7 ml, tampa branca,
(CxØ): 66 x 11 mm, com etiqueta de plástico

Page 2

Hermético sim
Conexão tampa de rosca com membrana

Size

Volume nominal 2.7 ml
Diâmetro externo do fecho 13 mm
Diâmetro 11 mm
Comprimento com tampa 82 mm
Comprimento sem tampa 66 mm
Comprimento com tampa e barra 103 mm

Material & colours

Cor do produto transparente
Material de fechamento High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa branca
Material da membrana borracha
Material do tubo Polipropileno (PP)
Material do êmbolo Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo Poliestireno (PS)

Purity & certification

Corresponde às exigências IATA, ADR
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Padrão de pureza estéril
Esterilização Irradiação de elétrons
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 20000
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 56000
Profundidade da caixa interna 145 mm
Largura da caixa interna 108 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
S-Monovette® neutro Z, 2,7 ml, tampa branca,
(CxØ): 66 x 11 mm, com etiqueta de plástico

Altura da caixa interna	63 mm
Profundidade da embalagem externa	333 mm
Largura da embalagem externa	303 mm
Altura da embalagem externa	125 mm
Volume da embalagem externa	0.0126 cbm
Peso do produto	0.0038 kg
Peso da embalagem externa	2.43 kg
EAN da caixa interna	4038917240895
EAN da embalagem externa	4038917240888

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

