



Product Specification

**Monovette® Luer Heparina de lítio LH, 4,5 ml,
tampa verde, (CxØ): 92 x 11 mm, com etiqueta de
papel**

Page 1



Product description

Order number	05.276.160
Descrição do artigo	Monovette® Luer Heparina de lítio LH, preparo: Heparina de lítio, volume nominal: 4,5 ml, (CxØ): 92 x 11 mm, tampa de rosca Luer, tampa verde, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: verde, coleta de sangue venoso de animais, 100 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Heparina de lítio
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	verde
Tampa	tampa de rosca Luer
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Campo de aplicação	coleta de sangue venoso de animais
Centrifugação recomendada	2000 x g
Tempo de centrifugação	10 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

**Monovette® Luer Heparina de lítio LH, 4,5 ml,
tampa verde, (CxØ): 92 x 11 mm, com etiqueta de
papel**

Page 2

Conexão Luer

Size

Volume nominal	4.5 ml
Diâmetro	11 mm
Altura do produto	92 mm
Comprimento do produto	92 mm
Comprimento com tampa	117 mm
Comprimento sem tampa	92 mm
Comprimento com tampa e barra	127 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	verde
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	36000
Volume da embalagem externa	0.0182 cbm
Peso do produto	0.0067 kg
Peso da embalagem externa	3.6 kg
EAN da caixa interna	4038917104784

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

**Monovette® Luer Heparina de lítio LH, 4,5 ml,
tampa verde, (CxØ): 92 x 11 mm, com etiqueta de
papel**

Page 3

EAN da embalagem externa 4038917032162

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT