



Product Specification

**Tubo de amostra, Heparina de lítio LH, 4,5 ml,
tampa verde, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de
papel**

Page 1



Product description

Order number	32.331.100
Descrição do artigo	Tubo de amostra, volume nominal: 4,5 ml, tampa verde, preparo: Heparina de lítio, tampa de pressão, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo redondo, com etiqueta de papel, 100 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de preparo	Heparina de lítio
Concentração do preparo	16 UI/ml sangue
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	verde
Graduação	marcação nominal
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Centrifugação recomendada	2000 x g
Tempo de centrifugação	10 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

**Tubo de amostra, Heparina de lítio LH, 4,5 ml,
tampa verde, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de
papel**

Page 2

Size

Volume nominal	4.5 ml
Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	75 mm
Comprimento sem tampa	75 mm

Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Low Density Polyethylene (LD-PE)
Cor da tampa	verde
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	50000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	48000
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	215 mm
Volume da embalagem externa	0.0315 cbm
Peso do produto	0.0039 kg
Peso da embalagem externa	4.37 kg
EAN da caixa interna	4038917105439
EAN da embalagem externa	4038917010573

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP
support and is valid without signature.



SARSTEDT