



**Product Specification**  
**Tubo de amostra, Soro CAT, 4 ml, tampa preta,**  
**(CxØ): 75 x 12 mm**

**Page 1**



### Product description

Order number	36.350
Descrição do artigo	Tubo de amostra, volume nominal: 4 ml, tampa preta, preparo: Ativador de coagulação, tampa de pressão, (CxØ): 75 x 12 mm, fundo redondo, 100 unid./pacote

### Product characteristics

Tipo de preparo	Ativador de coagulação
Código de cor	EU
Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Centrifugação recomendada	2000 x g
Tempo de centrifugação	10 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



**Product Specification**  
**Tubo de amostra, Soro CAT, 4 ml, tampa preta,**  
**(CxØ): 75 x 12 mm**

**Page 2**

**Size**

Volume nominal	4 ml
Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	75 mm
Comprimento sem tampa	75 mm

**Material & colours**

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Low Density Polyethylene (LD-PE)
Cor da tampa	preta
Material do tubo	Polipropileno (PP)

**Purity & certification**

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	60000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	340 mm
Volume da embalagem externa	0.0539 cbm
Peso do produto	0.0034 kg
Peso da embalagem externa	7.52 kg
EAN da caixa interna	4038917081290
EAN da embalagem externa	4038917000437

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**