



Product Specification

Tubo de amostra, EDTA K3, 2 ml, tampa vermelha, (CxØ): 55 x 12 mm, com impressão

Page 1



Product description

Order number	38.346
Descrição do artigo	Tubo de amostra, volume nominal: 2 ml, tampa vermelha, preparo: K3 EDTA, tampa de pressão, (CxØ): 55 x 12 mm, fundo redondo, com impressão, 100 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de preparo	K3 EDTA
Concentração do preparo	1,6 mg/ml sangue
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	vermelha
Graduação	sim
Tampa	Tampa com saia
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Tubo de amostra, EDTA K3, 2 ml, tampa vermelha, (CxØ): 55 x 12 mm, com impressão

Page 2

Size

Volume nominal	2 ml
Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	55 mm
Comprimento sem tampa	55 mm

Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Low Density Polyethylene (LD-PE)
Cor da tampa	vermelha
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	72000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	265 mm
Volume da embalagem externa	0.042 cbm
Peso do produto	0.0026 kg
Peso da embalagem externa	5.81 kg
EAN da caixa interna	4038917081283
EAN da embalagem externa	4038917000420

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT