



Product description

Order number	41.1392.105
Descrição do artigo	Microrrecipiente de amostra Soro CAT, coleta de sangue venoso, preparo: Ativador de coagulação, volume nominal: 1,3 ml, (CxØ) com tampa: 47 x 10,8 mm, tampa de rosca, tampa: vermelha, código de cor ISO, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: vermelha, fundo cônico com base plana, 100 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Ativador de coagulação
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	vermelha
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Campo de aplicação	coleta de sangue venoso
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	1,3 ml

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Microrrecipiente de amostra Soro CAT, 1,3 ml,
tampa de rosca, ISO**

Page 2

Centrifugação recomendada 10000 x g
Tempo de centrifugação 5 Min

Size

Volume nominal 1.3 ml
Diâmetro 10.8 mm
Comprimento do produto 47 mm
Comprimento com tampa 47 mm
Comprimento sem tampa 45 mm

Material & colours

Cor do produto transparente
Material de fechamento Polypropylene (PP)
Cor da tampa vermelha
Material do tubo Polipropileno (PP)

Purity & certification

Corresponde às exigências IATA, ADR
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 96000
Profundidade da embalagem 348 mm
externa
Largura da embalagem 278 mm
externa
Altura da embalagem externa 140 mm
Volume da embalagem 0.0135 cbm
externa
Peso do produto 0.0016 kg
Peso da embalagem externa 1.94 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-03

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
Microrrecipiente de amostra Soro CAT, 1,3 ml,
tampa de rosca, ISO

Page 3

EAN da caixa interna 4038917128285
EAN da embalagem externa 4038917021630

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-03

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT