



Product description

Order number	41.1393.005
Descrição do artigo	Microrrecipiente de amostra Heparina de lítio LH, coleta de sangue venoso, preparo: Heparina de lítio, volume nominal: 1,3 ml, (CxØ) com tampa: 47 x 10,8 mm, tampa de rosca, tampa: laranja, código de cor EU, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: laranja, fundo cônico com base plana, 100 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Heparina de lítio
Concentração do preparo	25 UI/ml sangue
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	laranja
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Campo de aplicação	coleta de sangue venoso
Forma do fundo	fundo cônico com base plana

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Microrrecipiente de amostra Heparina de lítio LH,
1,3 ml, tampa de rosca, EU**

Page 2

Volume de trabalho 1,3 ml
Centrifugação recomendada 2000 x g
Tempo de centrifugação 5 Min

Size

Volume nominal 1.3 ml
Diâmetro 10.8 mm
Comprimento do produto 47 mm
Comprimento com tampa 47 mm
Comprimento sem tampa 45 mm

Material & colours

Cor do produto transparente
Material de fechamento Polypropylene (PP)
Cor da tampa laranja
Material do tubo Polipropileno (PP)

Purity & certification

Corresponde às exigências IATA, ADR
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 96000
Profundidade da embalagem 348 mm
externa
Largura da embalagem 278 mm
externa
Altura da embalagem externa 140 mm
Volume da embalagem 0.0135 cbm
externa
Peso do produto 0.0016 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-01

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
**Microrrecipiente de amostra Heparina de lítio LH,
1,3 ml, tampa de rosca, EU**

Page 3

Peso da embalagem externa 1.93 kg
EAN da caixa interna 4038917128308
EAN da embalagem externa 4038917021647

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-01

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT