



Product description

Order number	41.1393.105
Descrição do artigo	Microrrecipiente de amostra Heparina de lítio LH, coleta de sangue venoso, preparo: Heparina de lítio, volume nominal: 1,3 ml, (CxØ) com tampa: 47 x 10,8 mm, tampa de rosca, tampa: verde, código de cor ISO, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: verde, fundo cônico com base plana, 100 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Heparina de lítio
Concentração do preparo	25 UI/ml sangue
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	verde
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Campo de aplicação	coleta de sangue venoso
Forma do fundo	fundo cônico com base plana

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Microrrecipiente de amostra Heparina de lítio LH,
1,3 ml, tampa de rosca, ISO

Page 2

Volume de trabalho	1,3 ml
Centrifugação recomendada	2000 x g
Tempo de centrifugação	5 Min

Size

Volume nominal	1.3 ml
Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	47 mm
Comprimento com tampa	47 mm
Comprimento sem tampa	45 mm

Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	verde
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	96000
Profundidade da embalagem externa	348 mm
Largura da embalagem externa	278 mm
Altura da embalagem externa	140 mm
Volume da embalagem externa	0.0135 cbm
Peso do produto	0.0016 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
Microrrecipiente de amostra Heparina de lítio LH,
1,3 ml, tampa de rosca, ISO

Page 3

Peso da embalagem externa 1.93 kg
EAN da caixa interna 4038917128322
EAN da embalagem externa 4038917021654

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT