



### Product description

Order number	41.1394.005
Descrição do artigo	Microrrecipiente de amostra Fluoreto/heparina FH, coleta de sangue venoso, preparo: Fluoreto + heparina, volume nominal: 1,3 ml, (CxØ) com tampa: 47 x 10,8 mm, tampa de rosca, tampa: amarela, código de cor EU, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: amarela, fundo cônico com base plana, 100 unid./pacote

### Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Fluoreto + heparina
Concentração do preparo	1,0 mg/ml sangue + 16 UI/ml sangue
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	amarela
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Campo de aplicação	coleta de sangue venoso
Forma do fundo	fundo cônico com base plana

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Microrrecipiente de amostra Fluoreto/heparina**  
**FH, 1,3 ml, tampa de rosca, EU**

**Page 2**

Volume de trabalho	1,3 ml
Centrifugação recomendada	2000 x g
Tempo de centrifugação	5 Min

**Size**

Volume nominal	1.3 ml
Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	47 mm
Comprimento com tampa	47 mm
Comprimento sem tampa	45 mm

**Material & colours**

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	amarela
Material do tubo	Polipropileno (PP)

**Purity & certification**

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	96000
Profundidade da embalagem externa	348 mm
Largura da embalagem externa	278 mm
Altura da embalagem externa	140 mm
Volume da embalagem externa	0.0135 cbm
Peso do produto	0.0016 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



**Product Specification**  
**Microrrecipiente de amostra Fluoreto/heparina**  
**FH, 1,3 ml, tampa de rosca, EU**

**Page 3**

Peso da embalagem externa 1.91 kg  
EAN da caixa interna 4038917128346  
EAN da embalagem externa 4038917021661

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**