



Product description

Order number	41.1500.005
Descrição do artigo	Microrrecipiente de amostra Soro com Gel CAT, coleta de sangue venoso, preparo: ativador de coagulação/gel, volume nominal: 1,1 ml, (CxØ) com tampa: 44 x 10,8 mm, tampa de pressão, tampa: marrom, código de cor EU/ISO, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: marrom, fundo cônico com base plana, 100 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	ativador de coagulação/gel
Código de cor	EU/ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	marrom
Graduação	sim
Tampa	tampa plana
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Campo de aplicação	coleta de sangue venoso
Forma do fundo	fundo cônico com base plana

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Microrrecipiente de amostra Soro com Gel CAT,
1,1 ml, tampa de pressão, EU/ISO**

Page 2

Volume de trabalho	1,1 ml
Centrifugação recomendada	10000 U/min
Tempo de centrifugação	5 Min

Size

Volume nominal	1.1 ml
Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	44 mm
Comprimento com tampa	44 mm
Comprimento sem tampa	40 mm

Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Low Density Polyethylene (LD-PE)
Cor da tampa	marrom
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	96000
Profundidade da embalagem externa	348 mm
Largura da embalagem externa	278 mm
Altura da embalagem externa	140 mm
Volume da embalagem externa	0.0135 cbm
Peso do produto	0.0018 kg
Peso da embalagem externa	2.11 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
Microrrecipiente de amostra Soro com Gel CAT,
1,1 ml, tampa de pressão, EU/ISO

Page 3

EAN da caixa interna 4038917129473
EAN da embalagem externa 4038917022248

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT