



Product description

| | |
|---------------------|---|
| Order number | 41.1504.005 |
| Descrição do artigo | Microrrecipiente de amostra EDTA K3, coleta de sangue venoso, preparo: K3 EDTA, volume nominal: 1,3 ml, (CxØ) com tampa: 44 x 10,8 mm, tampa de pressão, tampa: vermelha, código de cor EU, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: vermelha, fundo cônico com base plana, 100 unid./pacote |

Product characteristics

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Tipo de retirada | venoso |
| Tipo de preparo | K3 EDTA |
| Concentração do preparo | 1,6 mg/ml sangue |
| Código de cor | EU |
| Rótulo/impressão | com etiqueta de plástico |
| Cor impressão/rótulo | vermelha |
| Graduação | sim |
| Tampa | tampa plana |
| Tipo de fechamento | tampa de pressão |
| Campo de aplicação | coleta de sangue venoso |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Microrrecipiente de amostra EDTA K3, 1,3 ml,
tampa de pressão, EU**

Page 2

Forma do fundo fundo cônico com base plana
Volume de trabalho 1,3 ml

Size

Volume nominal 1.3 ml
Diâmetro 10.8 mm
Comprimento do produto 44 mm
Comprimento com tampa 44 mm
Comprimento sem tampa 40 mm

Material & colours

Cor do produto transparente
Material de fechamento Low Density Polyethylene (LD-PE)
Cor da tampa vermelha
Material do tubo Polipropileno (PP)

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 96000
Profundidade da embalagem 348 mm
externa
Largura da embalagem 278 mm
externa
Altura da embalagem externa 140 mm
Volume da embalagem 0.0135 cbm
externa
Peso do produto 0.0015 kg
Peso da embalagem externa 1.85 kg
EAN da caixa interna 4038917129565

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
Microrrecipiente de amostra EDTA K3, 1,3 ml,
tampa de pressão, EU

Page 3

EAN da embalagem externa 4038917022293

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT