



Product description

Order number	41.1504.105
Descrição do artigo	Microrrecipiente de amostra EDTA K3, coleta de sangue venoso, preparo: K3 EDTA, volume nominal: 1,3 ml, (CxØ) com tampa: 44 x 10,8 mm, tampa de pressão, tampa: violeta, código de cor ISO, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: violeta, fundo cônico com base plana, 100 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	K3 EDTA
Concentração do preparo	1,6 mg/ml sangue
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	violeta
Graduação	sim
Tampa	tampa plana
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Campo de aplicação	coleta de sangue venoso

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Microrrecipiente de amostra EDTA K3, 1,3 ml,
tampa de pressão, ISO**

Page 2

Forma do fundo fundo cônico com base plana
Volume de trabalho 1,3 ml

Size

Volume nominal 1.3 ml
Diâmetro 10.8 mm
Comprimento do produto 44 mm
Comprimento com tampa 44 mm
Comprimento sem tampa 40 mm

Material & colours

Cor do produto transparente
Material de fechamento Low Density Polyethylene (LD-PE)
Cor da tampa violeta
Material do tubo Polipropileno (PP)

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 96000
Profundidade da embalagem 348 mm
externa
Largura da embalagem 278 mm
externa
Altura da embalagem externa 140 mm
Volume da embalagem 0.0135 cbm
externa
Peso do produto 0.0015 kg
Peso da embalagem externa 1.85 kg
EAN da caixa interna 4038917129572

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-03

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
Microrrecipiente de amostra EDTA K3, 1,3 ml,
tampa de pressão, ISO

Page 3

EAN da embalagem externa 4038917028660

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-03

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT