



### **Product description**

Order number	46.361
Descrição do artigo	Tubo de amostra, volume nominal: 10 ml, tampa branca, preparo: Ativador de coagulação, tampa de rosca, (CxØ): 101 x 16,5 mm, fundo redondo, 100 unid./pacote

### **Product characteristics**

Tipo de preparo	Ativador de coagulação
Código de cor	EU
Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Centrifugação recomendada	2000 x g
Tempo de centrifugação	10 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Volume nominal	10 ml
Diâmetro	16.5 mm
Comprimento do produto	101 mm
Comprimento sem tampa	101 mm

### Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Low Density Polyethylene (LD-PE)
Cor da tampa	branca
Material do tubo	Polipropileno (PP)

### Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	30000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	340 mm
Volume da embalagem externa	0.0539 cbm
Peso do produto	0.0069 kg
Peso da embalagem externa	7.58 kg
EAN da caixa interna	4038917081313
EAN da embalagem externa	4038917000451

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

