



### **Product description**

Order number 95.1715  
Descrição do artigo Mala de transporte T 15, Recipiente com grande abertura,  
(CxLxA): 395 x 395 x 435 mm

### **Product characteristics**

Versão Recipiente com grande abertura  
Forma do recipiente interior redondo

### **Size**

Largura do produto 395 mm  
Altura do produto 435 mm  
Comprimento do produto 395 mm

### **Material & colours**

Material do produto Polietileno de alta densidade (HD-PE)

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	P 650, ADR
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	18
Profundidade da embalagem externa	403 mm
Largura da embalagem externa	403 mm
Altura da embalagem externa	460 mm
Volume da embalagem externa	0.0747 cbm
Peso do produto	4.561 kg
Peso da embalagem externa	5.5 kg
EAN da caixa interna	4038917087537
EAN da embalagem externa	4038917065627

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

