



### **Product description**

Order number	95.1717
Descrição do artigo	Mala de transporte B 17, com aresta de contato lateral para rack em bloco, (CxLxA): 395 x 395 x 435 mm

### **Product characteristics**

Versão	com aresta de contato lateral para rack em bloco
--------	--

### **Size**

Largura do produto	395 mm
Altura do produto	435 mm
Comprimento do produto	395 mm

### **Material & colours**

Material do produto	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
---------------------	---------------------------------------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Purity & certification**

Corresponde às exigências	P 650, ADR
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	18
Profundidade da embalagem externa	403 mm
Largura da embalagem externa	403 mm
Altura da embalagem externa	460 mm
Volume da embalagem externa	0.0747 cbm
Peso do produto	3.561 kg
Peso da embalagem externa	4.5 kg
EAN da caixa interna	4038917087544
EAN da embalagem externa	4038917065610

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

