



Product description

Order number 95.1717.003
Descrição do artigo Mala de transporte B 19, sem aresta de contato lateral,
(CxLxA): 395 x 395 x 435 mm

Product characteristics

Versão sem aresta de contato lateral

Size

Largura do produto 395 mm
Altura do produto 435 mm
Comprimento do produto 395 mm

Material & colours

Material do produto Polietileno de alta densidade (HD-PE)

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Corresponde às exigências	P 650, ADR
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	18
Profundidade da embalagem externa	403 mm
Largura da embalagem externa	403 mm
Altura da embalagem externa	460 mm
Volume da embalagem externa	0.0747 cbm
Peso do produto	3.561 kg
Peso da embalagem externa	4.5 kg
EAN da caixa interna	4038917133173
EAN da embalagem externa	4038917069861

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

