



### **Product description**

Order number 95.1717.011  
Descrição do artigo Mala de transporte B 13, versão plana para rack em bloco,  
(CxLxA): 395 x 395 x 300 mm

### **Product characteristics**

Versão versão plana para rack em bloco

### **Size**

Largura do produto 395 mm  
Altura do produto 300 mm  
Comprimento do produto 395 mm

### **Material & colours**

Material do produto Polietileno de alta densidade (HD-PE)

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	P 650, ADR
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	30
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	340 mm
Volume da embalagem externa	0.0539 cbm
Peso do produto	2.763 kg
Peso da embalagem externa	3.3 kg
EAN da caixa interna	4038917133197
EAN da embalagem externa	4038917069250

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

