



Product description

Order number	95.1720
Descrição do artigo	Mala de transporte I 100, mala para transporte interno com inserto, (CxLxA): 360 x 310 x 275 mm

Product characteristics

Versão	mala para transporte interno com inserto
Forma do recipiente interior	retangular

Size

Largura do produto	310 mm
Altura do produto	275 mm
Comprimento do produto	360 mm

Material & colours

Material do produto	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
---------------------	---------------------------------------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Corresponde às exigências	TRBA 100
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	30
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	325 mm
Volume da embalagem externa	0.0463 cbm
Peso do produto	1.613 kg
Peso da embalagem externa	2.05 kg
EAN da caixa interna	4038917087551
EAN da embalagem externa	4038917076210

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

