



Product description

Order number	95.1720.011
Descrição do artigo	Mala de transporte I 50, mala para transporte interno para rack em bloco, (CxLxA): 270 x 170 x 215 mm

Product characteristics

Versão	mala para transporte interno para rack em bloco
Forma do recipiente interior	retangular

Size

Largura do produto	170 mm
Altura do produto	215 mm
Comprimento do produto	270 mm

Material & colours

Material do produto	Acrlonitrila butadieno-estireno (ABS)
---------------------	---------------------------------------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Corresponde às exigências	TRBA 100
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	108
Profundidade da embalagem externa	308 mm
Largura da embalagem externa	223 mm
Altura da embalagem externa	195 mm
Volume da embalagem externa	0.0134 cbm
Peso do produto	1.072 kg
Peso da embalagem externa	1.34 kg
EAN da caixa interna	4038917159951
EAN da embalagem externa	4038917159944

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

