



Product description

Order number	95.1011
Descrição do artigo	Embalagem de isopor, adequado como embalagem externa para transporte a frio

Product characteristics

Versão	embalagem externa para transporte a frio
Compressa de absorção	não

Size

Largura do produto	71 mm
Altura do produto	168 mm
Comprimento do produto	140 mm

Material & colours

Material do produto	poliestireno expandido
Cor do produto	branca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalaje interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 36
Unidades por palete 720
Profundidade da embalagem 584 mm
externa
Largura da embalagem 387 mm
externa
Altura da embalagem externa 360 mm
Volume da embalagem 0.0814 cbm
externa
Peso do produto 0.0371 kg
Peso da embalagem externa 2.25 kg
EAN da caixa interna 4038917084987
EAN da embalagem externa 4038917362399

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

