



Product description

Order number 95.1124
Descrição do artigo Recipiente de envio refrigerado, francês

Product characteristics

Rótulo/impressão com impressão
Cor impressão/rótulo vermelha
Campo de aplicação Transporte refrigerado
Compressa de absorção não

Size

Largura do produto 71 mm
Altura do produto 170 mm
Comprimento do produto 140 mm

Material & colours

Material do produto Acrilonitrila butadieno-estireno (ABS)
Cor do produto branca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Corresponde às exigências	P 650, ADR
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	200
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	6
Unidades por palete	648
Profundidade da embalagem externa	308 mm
Largura da embalagem externa	223 mm
Altura da embalagem externa	195 mm
Volume da embalagem externa	0.0134 cbm
Peso do produto	0.3448 kg
Peso da embalagem externa	2.3 kg
EAN da caixa interna	4038917085410
EAN da embalagem externa	4038917004091

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

