



### **Product description**

Order number	95.1625
Descrição do artigo	Recipiente de envio refrigerado, flamengo

### **Product characteristics**

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	vermelha
Campo de aplicação	Transporte refrigerado
Compressa de absorção	não

### **Size**

Largura do produto	71 mm
Altura do produto	170 mm
Comprimento do produto	140 mm

### **Material & colours**

Material do produto	Acrilonitrila butadieno-estireno (ABS)
Cor do produto	branca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	P 650, ADR
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	200
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	6
Unidades por palete	648
Profundidade da embalagem externa	308 mm
Largura da embalagem externa	223 mm
Altura da embalagem externa	195 mm
Volume da embalagem externa	0.0134 cbm
Peso do produto	0.3448 kg
Peso da embalagem externa	2.3 kg
EAN da caixa interna	4038917087261
EAN da embalagem externa	4038917005722

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

