



### Product description

Order number	95.900
Descrição do artigo	Embalagem de transporte por correio, utilização, por ex.: Embalagem externa em conformidade com P 650/ADR, versão plana, (CxLxA): 198 x 107 x 38 mm, para amostras diagnóstico, capacidade 1 a 4 recipiente/frascos de transporte marítimo até um diâmetro de 30 mm, Mecanismo de imobilização, 50 unid./caixa de papelão
Número de teste UN	sim

### Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	preta
Versão	versão plana
Exemplo de utilização	Embalagem externa em conformidade com P 650/ADR
Indicado para	amostras diagnóstico

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Largura do produto	107 mm
Altura do produto	38 mm
Comprimento do produto	198 mm

### Material & colours

Material do produto	papelão
Cor do produto	marrom

### Purity & certification

Corresponde às exigências	P 650, ADR, IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	50
Unidades por palete	3000
Profundidade da embalagem externa	584 mm
Largura da embalagem externa	366 mm
Altura da embalagem externa	115 mm
Volume da embalagem externa	0.0246 cbm
Peso do produto	0.0601 kg
Peso da embalagem externa	3.44 kg
EAN da caixa interna	4038917084550
EAN da embalagem externa	4038917064576

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

