



Product Specification

Recipientes de envio, comprimento: 104,4 mm, Ø da abertura: 98 mm, tampa montada

Page 1



Product description

Order number	78.9925.417
Descrição do artigo	Recipientes de envio, (CxL): 104,4 x 104,4 mm, Ø da abertura: 98 mm, tampa montada, tampa: vermelha

Product characteristics

Campo de aplicação	Transporte de amostras para diagnóstico
Compressa de absorção	não

Size

Diâmetro	104.4 mm
Diâmetro da abertura	98 mm
Largura do produto	104.4 mm
Comprimento do produto	104.4 mm
Comprimento com tampa	207 mm
Comprimento útil	181 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Recipientes de envio, comprimento: 104,4 mm, Ø
da abertura: 98 mm, tampa montada

Page 2

Material & colours

Material do produto papelão
Cor da tampa vermelha

Purity & certification

Isento de látex sim
Isenção de pirogênio não
Ficha de dados de segurança não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 50
Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 50
Unidades por palete 600
Profundidade da embalagem 528 mm
externa
Largura da embalagem 465 mm
externa
Altura da embalagem externa 526 mm
Volume da embalagem 0.1283 cbm
externa
Peso da embalagem externa 4.8 kg
EAN da caixa interna 4038917155519
EAN da embalagem externa 4038917039420

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT