



Product description

Order number	86.974
Descrição do artigo	Envelope para envio, material: PE, transparente, (CxL): 440 x 320 mm, 300 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Compressa de absorção	não
-----------------------	-----

Size

Largura do produto	320 mm
Comprimento do produto	440 mm

Material & colours

Material do produto	Polietileno (PE)
Cor do produto	transparente

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	300
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	300
Unidades por caixa	300
Unidades por palete	7200
Profundidade da embalagem externa	295 mm
Largura da embalagem externa	320 mm
Altura da embalagem externa	395 mm
Volume da embalagem externa	0.0373 cbm
Peso do produto	0.045 kg
Peso da embalagem externa	14.2 kg
EAN da caixa interna	4038917084758
EAN da embalagem externa	4038917003537

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

