



Product Specification
**Tampa de rosca, natural, adequado para
recipiente de envio 85 x 30 mm**

Page 1



Product description

Order number	65.676
Descrição do artigo	Tampa de rosca, natural, adequado para recipiente de envio 85 x 30 mm, 50 unid./pacote

Product characteristics

Campo de aplicação Indicado para	Envio de amostras recipiente de envio 85 x 30 mm
-------------------------------------	---

Size

Comprimento do produto	15 mm
------------------------	-------

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	natural

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Tampa de rosca, natural, adequado para
recipiente de envio 85 x 30 mm**

Page 2

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	39000
Profundidade da embalagem externa	418 mm
Largura da embalagem externa	278 mm
Altura da embalagem externa	130 mm
Volume da embalagem externa	0.0151 cbm
Peso do produto	0.0028 kg
Peso da embalagem externa	1.73 kg
EAN da caixa interna	4038917083300
EAN da embalagem externa	4038917002240

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT