




Product Specification
**Tampa de rosca, marrom, adequado para
recipiente de envio 85 x 30 mm**

Page 1



Product description

| | |
|---------------------|---|
| Order number | 65.676.001 |
| Descrição do artigo | Tampa de rosca, marrom, adequado para recipiente de envio 85 x 30 mm, 50 unid./pacote |

Product characteristics

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Campo de aplicação | Envio de amostras |
| Indicado para | recipiente de envio 85 x 30 mm |

Size

| | |
|------------------------|-------|
| Comprimento do produto | 15 mm |
|------------------------|-------|

Material & colours

| | |
|---------------------|--------------------|
| Material do produto | Polipropileno (PP) |
| Cor do produto | marrom |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Tampa de rosca, marrom, adequado para
recipiente de envio 85 x 30 mm**

Page 2

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido | 500 |
| Tipo de embalagem interior | pacote |
| Unidades por caixa interna | 50 |
| Unidades por caixa | 500 |
| Unidades por palete | 39000 |
| Profundidade da embalagem externa | 418 mm |
| Largura da embalagem externa | 278 mm |
| Altura da embalagem externa | 130 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0151 cbm |
| Peso do produto | 0.0028 kg |
| Peso da embalagem externa | 1.71 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917115797 |
| EAN da embalagem externa | 4038917014885 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT