




Product Specification
Tampa de rosca, marrom, adequado para
Recipiente de envio 126 x Ø 30 mm

Page 1



Product description

Order number 65.679.001
Descrição do artigo Tampa de rosca, marrom, adequado para Recipiente de envio 126 x Ø 30 mm, 50 unid./pacote

Product characteristics

Campo de aplicação Envio de amostras
Indicado para Recipiente de envio 126 x Ø 30 mm

Size

Comprimento do produto 20 mm

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto marrom

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Tampa de rosca, marrom, adequado para
Recipiente de envio 126 x Ø 30 mm

Page 2

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 250
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 250
Unidades por palete 41250
Profundidade da embalagem 338 mm
externa
Largura da embalagem 228 mm
externa
Altura da embalagem externa 120 mm
Volume da embalagem 0.0092 cbm
externa
Peso do produto 0.0034 kg
Peso da embalagem externa 1.09 kg
EAN da caixa interna 4038917115810
EAN da embalagem externa 4038917014915

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT