




Product Specification

Compressa de absorção, adequado para
Recipiente de envio 126 x Ø 30 mm, (CxL): 75 x 90
mm

Page 1



Product description

Order number	78.670
Descrição do artigo	Compressa de absorção, adequado para Recipiente de envio 126 x Ø 30 mm, (CxL): 75 x 90 mm, 1.000 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Campo de aplicação	Envio de amostras, descartadores Multi-Safe
Indicado para	Recipiente de envio 126 x Ø 30 mm

Size

Largura do produto	90 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Compressa de absorção, adequado para
Recipiente de envio 126 x Ø 30 mm, (CxL): 75 x 90
mm

Page 2

Material & colours

Material do produto celulose

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	4000
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	4000
Unidades por palete	72000
Profundidade da embalagem externa	515 mm
Largura da embalagem externa	360 mm
Altura da embalagem externa	360 mm
Volume da embalagem externa	0.0667 cbm
Peso do produto	0.001 kg
Peso da embalagem externa	4.36 kg
EAN da caixa interna	4038917377492
EAN da embalagem externa	4038917159937

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT