




## Product Specification

Compressa de absorção, adequado para recipiente de envio refrigerado, (CxL): 80 x 55 mm

Page 1



### Product description

Order number	78.671
Descrição do artigo	Compressa de absorção, adequado para recipiente de envio refrigerado, (CxL): 80 x 55 mm, 100 unid./caixa de papelão

### Product characteristics

Campo de aplicação	Envio de amostras, descartadores Multi-Safe
Indicado para	recipiente de envio refrigerado

### Size

Largura do produto	55 mm
Comprimento do produto	80 mm

### Material & colours

Material do produto	celulose
---------------------	----------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

Compressa de absorção, adequado para recipiente de envio refrigerado, (CxL): 80 x 55 mm

Page 2

### Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	2500
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	2500
Unidades por palete	270000
Profundidade da embalagem externa	383 mm
Largura da embalagem externa	193 mm
Altura da embalagem externa	190 mm
Volume da embalagem externa	0.014 cbm
Peso do produto	0.0009 kg
Peso da embalagem externa	2.57 kg
EAN da caixa interna	4038917083263
EAN da embalagem externa	4038917079860

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**