




Product Specification

Compressa de absorção, adequado para recipiente de envio 84 x 30 mm, (CxL): 75 x 65 mm

Page 1



Product description

Order number	78.684
Descrição do artigo	Compressa de absorção, adequado para recipiente de envio 84 x 30 mm, (CxL): 75 x 65 mm, 100 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Campo de aplicação	Envio de amostras, descartadores Multi-Safe
Indicado para	recipiente de envio 84 x 30 mm

Size

Largura do produto	65 mm
Comprimento do produto	75 mm

Material & colours

Material do produto	celulose
---------------------	----------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Compressa de absorção, adequado para
recipiente de envio 84 x 30 mm, (CxL): 75 x 65 mm

Page 2

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	120000
Profundidade da embalagem externa	410 mm
Largura da embalagem externa	260 mm
Altura da embalagem externa	305 mm
Volume da embalagem externa	0.0325 cbm
Peso do produto	0.0007 kg
Peso da embalagem externa	1.9 kg
EAN da caixa interna	4038917083362
EAN da embalagem externa	4038917002295

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP
support and is valid without signature.



SARSTEDT