



Product Specification

Frasco de coleta de urina, 3 l, com linha indicadora para visualização e etiqueta de identificação com instruções de utilização, marrom, com proteção contra a luz, graduado

Page 1



Product description

Order number	77.575.001
Descrição do artigo	Frasco de coleta de urina, Coleta de urina, volume de trabalho máx.: 3 l, Ø da abertura: 83,5 mm, marrom, com proteção contra a luz, graduado, material: PE, com etiqueta de papel, inglês, tampa: amarela, com linha indicadora para visualização e etiqueta de identificação com instruções de utilização, 30 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Proteção contra a luz	sim
Versão	com linha indicadora para visualização e etiqueta de identificação com instruções de utilização
Campo de aplicação	Coleta de urina
Janela de visualização	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Page 2

Frasco de coleta de urina, 3 l, com linha indicadora para visualização e etiqueta de identificação com instruções de utilização, marrom, com proteção contra a luz, graduado

Size

Volume nominal	3.000.00 ml
Volume máximo	3 l
Diâmetro da abertura	83,5 mm
Largura do produto	130 mm
Comprimento do produto	125 mm
Comprimento com tampa	246 mm
Comprimento sem tampa	243 mm

Material & colours

Material do produto	Polietileno (PE)
Cor do produto	marrom
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	amarela

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	30
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	30
Unidades por caixa	30
Unidades por palete	270
Profundidade da embalagem externa	643 mm
Largura da embalagem externa	403 mm
Altura da embalagem externa	515 mm
Volume da embalagem externa	0.1335 cbm
Peso do produto	0.1136 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Page 3

Frasco de coleta de urina, 3 l, com linha indicadora para visualização e etiqueta de identificação com instruções de utilização, marrom, com proteção contra a luz, graduado

Peso da embalagem externa	4.21 kg
EAN da caixa interna	4038917266222
EAN da embalagem externa	4038917266215

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT