



## Product Specification

Frasco de coleta de urina, 3 l, com unidade de transferência integrada, marrom, com proteção contra a luz, graduado

Page 1



### Product description

Order number	77.575.401
Descrição do artigo	Frasco de coleta de urina, Coleta de urina, volume de trabalho máx.: 3 l, Ø da abertura: 83,5 mm, marrom, com proteção contra a luz, graduado, material: PE, com etiqueta de plástico, inglês, tampa: amarela, com unidade de transferência integrada, 30 unid./caixa de papelão

### Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Proteção contra a luz	sim
Versão	com unidade de transferência integrada
Campo de aplicação	Coleta de urina
Exemplo de utilização	transferência integrada de urina para um V-Monovette® Urina
Volume de trabalho	700 ml
Janela de visualização	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Frasco de coleta de urina, 3 l, com unidade de transferência integrada, marrom, com proteção contra a luz, graduado**

Page 2

### Size

Volume nominal	3.000.00 ml
Volume máximo	3 l
Diâmetro da abertura	83,5 mm
Largura do produto	130 mm
Comprimento do produto	125 mm
Comprimento com tampa	246 mm
Comprimento sem tampa	243 mm

### Material & colours

Material do produto	Polietileno (PE)
Cor do produto	marrom
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	amarela

### Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	30
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	30
Unidades por caixa	30
Unidades por palete	270
Profundidade da embalagem externa	643 mm
Largura da embalagem externa	403 mm
Altura da embalagem externa	515 mm
Volume da embalagem externa	0.1335 cbm
Peso do produto	0.1433 kg
Peso da embalagem externa	5.1 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Frasco de coleta de urina, 3 l, com unidade de transferência integrada, marrom, com proteção contra a luz, graduado**

**Page 3**

EAN da caixa interna 4038917319669

EAN da embalagem externa 4038917319652

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**