



## Product Specification

**Frasco de coleta de urina NFT, 3 l, com unidade de transferência integrada sem agulha, marrom, com proteção contra a luz, graduado**

**Page 1**



### Product description

Order number	77.575.900
Descrição do artigo	Frasco de coleta de urina NFT, Coleta de amostras de urina com função de coleta higienicamente fechada e sem agulha para Monovettes para urina, volume de trabalho máx.: 3 l, Ø da abertura: 83,5 mm, marrom, com proteção contra a luz, graduado, material: PE, com etiqueta de papel, alemão/inglês, tampa: branca, com unidade de transferência integrada sem agulha, montada, 30 unid./caixa de papelão

### Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	branca/preta
Graduação	sim
Tampa	tampa de membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Proteção contra a luz	sim
Versão	com unidade de transferência integrada sem agulha

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Frasco de coleta de urina NFT, 3 l, com unidade de transferência integrada sem agulha, marrom, com proteção contra a luz, graduado**

**Page 2**

Campo de aplicação	Coleta de amostras de urina com função de coleta higienicamente fechada e sem agulha para Monovettes para urina
Exemplo de utilização	transferência integrada de urina para um Monovette® Urina
Volume de trabalho	3.000 ml
Janela de visualização	sim
Conexão	Luer (m)

### Size

Volume nominal	3.000.00 ml
Volume máximo	3 l
Diâmetro da abertura	83,5 mm
Largura do produto	130 mm
Comprimento do produto	125 mm
Comprimento com tampa	246 mm
Comprimento sem tampa	243 mm

### Material & colours

Material do produto	Polietileno (PE)
Cor do produto	marrom
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	branca

### Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	30
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	30
Unidades por caixa	30
Unidades por palete	270

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Frasco de coleta de urina NFT, 3 l, com unidade de transferência integrada sem agulha, marrom, com proteção contra a luz, graduado**

**Page 3**

Profundidade da embalagem externa	643 mm
Largura da embalagem externa	403 mm
Altura da embalagem externa	515 mm
Volume da embalagem externa	0.1335 cbm
Peso do produto	0.1433 kg
Peso da embalagem externa	5.1 kg
EAN da caixa interna	4038917947718
EAN da embalagem externa	4038917947725

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**