



Product Specification

UriSet 24, com estabilizador, 3 l, com recipiente de transporte 30 ml, marrom, com proteção contra a luz, graduado

Page 1



Product description

Order number	77.578
Descrição do artigo	UriSet 24, Conjunto completo para coleta ideal de urina de 24 horas, volume de trabalho máx.: 3 l, Ø da abertura: 83,5 mm, com estabilizador, marrom, com proteção contra a luz, graduado, material: PE, tampa: verde, com recipiente de transporte 30 ml, 30 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de preparo	com estabilizador
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Proteção contra a luz	sim
Versão	com recipiente de transporte 30 ml
Campo de aplicação	Conjunto completo para coleta ideal de urina de 24 horas
Janela de visualização	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume nominal	3.000.00 ml
Volume máximo	3 l
Diâmetro da abertura	83,5 mm
Largura do produto	130 mm
Comprimento do produto	125 mm
Comprimento com tampa	246 mm
Comprimento sem tampa	243 mm

Material & colours

Material do produto	Polietileno (PE)
Cor do produto	marrom
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	verde

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	30
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	30
Unidades por caixa	30
Unidades por palete	270
Profundidade da embalagem externa	643 mm
Largura da embalagem externa	403 mm
Altura da embalagem externa	515 mm
Volume da embalagem externa	0.1335 cbm
Peso do produto	0.232 kg
Peso da embalagem externa	7.76 kg
EAN da caixa interna	4038917082631

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

**UriSet 24, com estabilizador, 3 l, com recipiente
de transporte 30 ml, marrom, com proteção
contra a luz, graduado**

Page 3

EAN da embalagem externa 4038917067751

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-27

This document was prepared by EDP
support and is valid without signature.



SARSTEDT