



## Product Specification

**UriSet 24, sem preparação, 3 l, com Monovette® para urina 10 ml, marrom, com proteção contra a luz, graduado**

**Page 1**



### Product description

Order number	77.578.010
Descrição do artigo	UriSet 24, Conjunto completo para coleta ideal de urina de 24 horas, volume de trabalho máx.: 3 l, Ø da abertura: 83,5 mm, sem preparação, marrom, com proteção contra a luz, graduado, material: PE, tampa: amarela, com Monovette® para urina 10 ml, 30 unid./caixa de papelão

### Product characteristics

Tipo de preparo	sem preparação
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Proteção contra a luz	sim
Versão	com Monovette® para urina 10 ml
Campo de aplicação	Conjunto completo para coleta ideal de urina de 24 horas
Janela de visualização	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-01

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**UriSet 24, sem preparação, 3 l, com Monovette®  
para urina 10 ml, marrom, com proteção contra a  
luz, graduado**

**Page 2**

### Size

Volume nominal	3.000.00 ml
Volume máximo	3 l
Diâmetro da abertura	83,5 mm
Largura do produto	130 mm
Comprimento do produto	125 mm
Comprimento com tampa	246 mm
Comprimento sem tampa	243 mm

### Material & colours

Material do produto	Polietileno (PE)
Cor do produto	marrom
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	amarela

### Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	30
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	30
Unidades por caixa	30
Unidades por palete	270
Profundidade da embalagem externa	643 mm
Largura da embalagem externa	403 mm
Altura da embalagem externa	515 mm
Volume da embalagem externa	0.1335 cbm
Peso do produto	0.1846 kg
Peso da embalagem externa	6.34 kg
EAN da caixa interna	4038917113861

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-01

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**UriSet 24, sem preparação, 3 l, com Monovette®  
para urina 10 ml, marrom, com proteção contra a  
luz, graduado**

**Page 3**

EAN da embalagem externa 4038917080019

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-01

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**