



Product Specification

Copos medicinais, volume máx.: 30 ml, (CxØ): 40 x 37 mm, graduado, PP, vermelha

Page 1



Product description

Order number	75.1337.502
Descrição do artigo	Copos medicinais, volume máx.: 30 ml, (CxØ): 40 x 37 mm, Ø da abertura: 37 mm, vermelha, graduado, material: PP, 75 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Volume de trabalho	30 ml

Size

Volume nominal	30 ml
Volume máximo	30 ml
Diâmetro	37 mm
Diâmetro da abertura	37 mm
Altura do produto	40 mm
Comprimento do produto	40 mm
Comprimento sem tampa	40 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Copos medicinais, volume máx.: 30 ml, (CxØ): 40 x 37 mm, graduado, PP, vermelha

Page 2

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto vermelha

Purity & certification

Categoria do produto Produto médico
Certificação CE Fornecedor CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 3750
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 3750
Unidades por caixa 3750
Unidades por palete 180000
Profundidade da embalagem 190 mm
externa
Largura da embalagem 390 mm
externa
Altura da embalagem externa 390 mm
Volume da embalagem 0.0289 cbm
externa
Peso do produto 0.0015 kg
Peso da embalagem externa 6 kg
EAN da caixa interna 4038917127738
EAN da embalagem externa 4042836002038

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT