



## Product Specification

Copos medicinais, volume máx.: 30 ml, (CxØ): 40 x 37 mm, graduado, PP, amarela

Page 1



### Product description

Order number	75.1337.504
Descrição do artigo	Copos medicinais, volume máx.: 30 ml, (CxØ): 40 x 37 mm, Ø da abertura: 37 mm, amarela, graduado, material: PP, 75 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	sim
Volume de trabalho	30 ml

### Size

Volume nominal	30 ml
Volume máximo	30 ml
Diâmetro	37 mm
Diâmetro da abertura	37 mm
Altura do produto	40 mm
Comprimento do produto	40 mm
Comprimento sem tampa	40 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Copos medicinais, volume máx.: 30 ml, (CxØ): 40  
x 37 mm, graduado, PP, amarela**

**Page 2**

### Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto amarela

### Purity & certification

Categoria do produto Produto médico  
Certificação CE Fornecedor CE  
Em lotes sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido 3750  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 3750  
Unidades por caixa 3750  
Unidades por palete 180000  
Profundidade da embalagem 190 mm  
externa  
Largura da embalagem 390 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 390 mm  
Volume da embalagem 0.0289 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0015 kg  
Peso da embalagem externa 6 kg  
EAN da caixa interna 4038917127745  
EAN da embalagem externa 4042836002052

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**