



### **Product description**

Order number	75.1355
Descrição do artigo	Copos para urina, coleta e armazenamento de urina, volume de trabalho máx.: 125 ml, (ØxA): 66 x 67 mm, Ø da abertura: 66 mm, Altamente transparentes, graduado, material: PP, 50 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	sim
Campo de aplicação	coleta e armazenamento de urina
Volume de trabalho	125 ml

### **Size**

Volume nominal	125 ml
Volume máximo	125 ml
Diâmetro	66 mm
Diâmetro da abertura	66 mm
Altura do produto	67 mm
Comprimento sem tampa	67 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Copos para urina, 125 ml, (ØxA): 66 x 67 mm, PP,**  
**Altamente transparentes**

**Page 2**

**Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto Altamente transparentes

**Purity & certification**

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE Fornecedor CE  
Em lotes sim

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 50  
Unidades por caixa 1000  
Unidades por palete 24000  
Profundidade da embalagem 390 mm  
externa  
Largura da embalagem 265 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 590 mm  
Volume da embalagem 0.061 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0057 kg  
Peso da embalagem externa 6.2 kg  
EAN da caixa interna 4038917409568  
EAN da embalagem externa 4042836010088

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**