



## Product Specification

Copo multiuso, volume máx.: 250 ml, (CxØ): 100 x 73 mm, PS, branca

Page 1



### Product description

Order number	75.560
Descrição do artigo	Copo multiuso, volume máx.: 250 ml, (CxØ): 100 x 73 mm, Ø da abertura: 73 mm, branca, material: PS, 50 unid./pacote

### Product characteristics

Gradação	não
Campo de aplicação	coleta e armazenamento de urina
Volume de trabalho	250 ml

### Size

Volume nominal	250 ml
Volume máximo	250 ml
Diâmetro	73 mm
Diâmetro da abertura	73 mm
Altura do produto	100 mm
Comprimento do produto	100 mm
Comprimento sem tampa	100 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-22

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

Copo multiuso, volume máx.: 250 ml, (CxØ): 100 x 73 mm, PS, branca

Page 2

### Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)  
Cor do produto branca

### Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido 500  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 500  
Unidades por caixa 500  
Unidades por palete 20000  
Profundidade da embalagem externa 598 mm  
Largura da embalagem externa 398 mm  
Altura da embalagem externa 165 mm  
Volume da embalagem externa 0.0393 cbm  
Peso do produto 0.0076 kg  
Peso da embalagem externa 4.3 kg  
EAN da caixa interna 4038917339902  
EAN da embalagem externa 4038917339896

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-22

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**