



### **Product description**

Order number	75.560.901
Descrição do artigo	Copos para urina, volume de trabalho máx.: 148 ml, (ØxA): 73 x 67 mm, branca, material: PS

### **Product characteristics**

Gradação	não
Volume de trabalho	148 ml

### **Size**

Volume nominal	148 ml
Diâmetro	73 mm
Altura do produto	67 mm

### **Material & colours**

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	branca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	2500
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	2500
Unidades por palete	90000
Profundidade da embalagem externa	457 mm
Largura da embalagem externa	368 mm
Altura da embalagem externa	356 mm
Volume da embalagem externa	0.0599 cbm
Peso do produto	0.0028 kg
Peso da embalagem externa	8.16 kg
EAN da caixa interna	4038917318198
EAN da embalagem externa	4038917916547

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

