



Product description

Order number	75.562.005
Descrição do artigo	Copo de rosca, coleta e armazenamento de urina, volume de trabalho máx.: 100 ml, (ØxA): 57 x 76 mm, Ø da abertura: 62 mm, transparente, graduado, material: PP, tampa de rosca, tampa: branca, tampa montada, 5 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Campo de aplicação	coleta e armazenamento de urina
Volume de trabalho	100 ml

Size

Volume nominal	100 ml
Volume máximo	100 ml
Diâmetro	57 mm
Diâmetro da abertura	62 mm
Altura do produto	76 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Copo de rosca, 100 ml, (ØxA): 57 x 76 mm, PP,
transparente**

Page 2

Comprimento sem tampa 72 mm

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente
Material de fechamento High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa branca

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 200
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 200
Unidades por caixa 200
Unidades por palete 5600
Profundidade da embalagem 588 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 255 mm
Volume da embalagem 0.0597 cbm
externa
Peso do produto 0.0153 kg
Peso da embalagem externa 3.74 kg
EAN da caixa interna 4038917113595
EAN da embalagem externa 4038917014021

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT