



### Product description

Order number	75.562.300
Descrição do artigo	Copo de rosca, coleta e armazenamento de urina, volume de trabalho máx.: 100 ml, (ØxA): 57 x 76 mm, Ø da abertura: 62 mm, transparente, graduado, material: PP, tampa de rosca, tampa: branca, tampa incluída, 50 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Campo de aplicação	coleta e armazenamento de urina
Volume de trabalho	100 ml

### Size

Volume nominal	100 ml
Volume máximo	100 ml
Diâmetro	57 mm
Diâmetro da abertura	62 mm
Altura do produto	76 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Copo de rosca, 100 ml, (ØxA): 57 x 76 mm, PP,  
transparente**

**Page 2**

Comprimento sem tampa 72 mm

**Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente  
Material de fechamento High Density Polyethylene (HD-PE)  
Cor da tampa branca

**Purity & certification**

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Em lotes sim

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido 250  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 50  
Unidades por caixa 250  
Unidades por palete 7500  
Profundidade da embalagem 443 mm  
externa  
Largura da embalagem 323 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 330 mm  
Volume da embalagem 0.0472 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0153 kg  
Peso da embalagem externa 4.59 kg  
EAN da caixa interna 4038917113656  
EAN da embalagem externa 4038917274739

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-06-30

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**