



Product Specification

Copos para urina NFT, 100 ml, (ØxA): 57 x 76 mm, PP, com rótulo de segurança, com unidade de transferência integrada sem agulha, transparente

Page 1



Product description

Order number	75.562.900
Descrição do artigo	Copos para urina NFT, Coleta de amostras de urina com função de coleta higienicamente fechada e sem agulha para Monovettes para urina, volume de trabalho máx.: 100 ml, (ØxA): 57 x 76 mm, Ø da abertura: 62 mm, transparente, graduado, material: PP, tampa de rosca, tampa: branca, com rótulo de segurança, com unidade de transferência integrada sem agulha, tampa montada, estéril, 5 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de retirada	Aspiração
Rótulo/impressão	com rótulo de segurança
Cor impressão/rótulo	branca/preta
Graduação	sim
Tampa	tampa de rosca com unidade de transferência sem agulha
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Proteção contra a luz	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Copos para urina NFT, 100 ml, (ØxA): 57 x 76 mm, PP, com rótulo de segurança, com unidade de transferência integrada sem agulha, transparente

Page 2

Versão	com unidade de transferência integrada sem agulha
Campo de aplicação	Coleta de amostras de urina com função de coleta higienicamente fechada e sem agulha para Monovettes para urina
Exemplo de utilização	transferência integrada de urina para um Monovette® Urina
Indicado para	Monovette® para urina
Volume de trabalho	100 ml
Conexão	Luer (m)

Size

Volume nominal	100 ml
Volume máximo	100 ml
Diâmetro	57 mm
Diâmetro da abertura	62 mm
Altura do produto	76 mm
Comprimento sem tampa	72 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	branca
Material da membrana	borracha

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	200
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	5
Unidades por caixa	200

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Copos para urina NFT, 100 ml, (ØxA): 57 x 76 mm, PP, com rótulo de segurança, com unidade de transferência integrada sem agulha, transparente

Page 3

Unidades por palete	5600
Profundidade da embalagem externa	588 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	255 mm
Volume da embalagem externa	0.0597 cbm
Peso do produto	0.0186 kg
Peso da embalagem externa	4.58 kg
EAN da caixa interna	4038917934176
EAN da embalagem externa	4038917934183

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT