



## Product Specification

Copo multiuso, volume máx.: 70 ml, (CxØ): 55 x 44 mm, graduado, PP, transparente, com etiqueta de papel

Page 1



### Product description

Order number	75.9922.721
Descrição do artigo	Copo multiuso, volume máx.: 70 ml, (CxØ): 55 x 44 mm, Ø da abertura: 44 mm, transparente, tampa: amarela, graduado, material: PP, tampa de rosca, tampa montada, com etiqueta de papel, estéril, 1 unid./blister

### Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Campo de aplicação	coleta e armazenamento de urina
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	50 ml

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Copo multiuso, volume máx.: 70 ml, (CxØ): 55 x 44 mm, graduado, PP, transparente, com etiqueta de papel**

Page 2

### Size

Volume máximo	70 ml
Diâmetro	44 mm
Diâmetro da abertura	44 mm
Altura do produto	55 mm
Comprimento do produto	55 mm
Comprimento sem tampa	55 mm

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	amarela

### Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Radiação gama
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	200
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	200
Unidades por caixa	200
Unidades por palete	3200
Profundidade da embalagem externa	548 mm
Largura da embalagem externa	408 mm
Altura da embalagem externa	373 mm
Volume da embalagem externa	0.0834 cbm
Peso do produto	0.0112 kg
Peso da embalagem externa	3.5 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Copo multiuso, volume máx.: 70 ml, (CxØ): 55 x 44 mm, graduado, PP, transparente, com etiqueta de papel**

**Page 3**

EAN da caixa interna            4038917152525  
EAN da embalagem externa    4038917347181

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**