




Product Specification

Tampa de encaixe, adequado para copo de 250 ml
75.560, PS, Altamente transparentes

Page 1



Product description

| | |
|---------------------|--|
| Order number | 76.561 |
| Descrição do artigo | Tampa de encaixe, adequado para copo de 250 ml 75.560, material: PS, Altamente transparentes, 50 unid./pacote de tubo flexível |

Product characteristics

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Tipo de fechamento | tampa de encaixe |
| Indicado para | copo de 250 ml 75.560 |

Material & colours

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Material do produto | Poliestireno (PS) |
| Cor do produto | Altamente transparentes |

Purity & certification

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico DIV |
| Em lotes | sim |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-03

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Packaging

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Quantidade mínima do pedido | 500 |
| Tipo de embalagem interior | pacote de tubo flexível |
| Unidades por caixa interna | 500 |
| Unidades por caixa | 500 |
| Unidades por palete | 30000 |
| Profundidade da embalagem externa | 423 mm |
| Largura da embalagem externa | 213 mm |
| Altura da embalagem externa | 185 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0167 cbm |
| Peso do produto | 0.0013 kg |
| Peso da embalagem externa | 0.91 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917339926 |
| EAN da embalagem externa | 4038917339919 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

