




Product description

Order number	10.251
Descrição do artigo	Ponta de coleta para Monovette® para urina, para Transferência de urina para um Monovette® para urina, 100 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de retirada	Aspiração
Proteção contra a luz	não
Campo de aplicação	Transferência de urina para um Monovette® para urina
Indicado para	Monovette® para urina
Conexão	Luer (w)

Size

Diâmetro	8 mm
Comprimento do produto	76 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	amarela

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	240000
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	215 mm
Volume da embalagem externa	0.0315 cbm
Peso do produto	0.0005 kg
Peso da embalagem externa	3.31 kg
EAN da caixa interna	4038917080941
EAN da embalagem externa	4038917000116

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

