



## Product Specification

**Monovette® para urina, 10 ml, tampa amarela,  
(CxØ): 102 x 15 mm, 1 unid./blister**

**Page 1**



### Product description

Order number	10.252.388
Descrição do artigo	Monovette® para urina, volume nominal: 10 ml, sem preparação, Tubo de amostra de urina, (CxØ): 102 x 15 mm, transparente, graduado, material: PP, tampa de rosca Luer, tampa amarela, incl. ponta de coleta, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos, estéril, 1 unid./blister

### Product characteristics

Tipo de retirada	Aspiração
Tipo de preparo	sem preparação
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico pré-codificado
Cor impressão/rótulo	branco/amarela
Graduação	sim
Tampa	tampa de rosca Luer
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Proteção contra a luz	não
Campo de aplicação	Tubo de amostra de urina

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Monovette® para urina, 10 ml, tampa amarela,  
(CxØ): 102 x 15 mm, 1 unid./blister**

**Page 2**

Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	10 ml
Centrifugação recomendada	400 x g
Tempo de centrifugação	5 Min
Conexão	Luer (m)

### Size

Volume nominal	10 ml
Diâmetro	15 mm
Comprimento com tampa	117 mm
Comprimento sem tampa	102 mm
Comprimento com tampa e barra	127 mm

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	amarela
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Poliétileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

### Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	20000
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	13500

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Monovette® para urina, 10 ml, tampa amarela,  
(CxØ): 102 x 15 mm, 1 unid./blister**

**Page 3**

Profundidade da caixa interna	351 mm
Largura da caixa interna	151 mm
Altura da caixa interna	171 mm
Profundidade da embalagem externa	778 mm
Largura da embalagem externa	368 mm
Altura da embalagem externa	195 mm
Volume da embalagem externa	0.0558 cbm
Peso do produto	0.0084 kg
Peso da embalagem externa	5.82 kg
EAN da caixa interna	4038917949828
EAN da embalagem externa	4038917949835

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**