



## Product Specification

**Monovette® para urina, Ácido bórico, 10 ml,  
tampa verde, (CxØ): 102 x 15 mm, 1 unid./blister**

**Page 1**



### Product description

Order number	10.253.388
Descrição do artigo	Monovette® para urina, Ácido bórico, volume nominal: 10 ml, Ácido bórico, Tubo de amostra de urina, (CxØ): 102 x 15 mm, transparente, material: PP, tampa de rosca Luer, tampa verde, incl. ponta de coleta, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos, estéril, 1 unid./blister

### Product characteristics

Tipo de retirada	Aspiração
Tipo de preparo	Ácido bórico
Concentração do preparo	15 mg/ml
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico pré-codificado
Cor impressão/rótulo	branco/verde
Graduação	não
Tampa	tampa de rosca Luer
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Proteção contra a luz	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Monovette® para urina, Ácido bórico, 10 ml,  
tampa verde, (CxØ): 102 x 15 mm, 1 unid./blister**

Page 2

Campo de aplicação	Tubo de amostra de urina
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	10 ml
Conexão	Luer (m)

### Size

Volume nominal	10 ml
Diâmetro	15 mm
Comprimento com tampa	117 mm
Comprimento sem tampa	102 mm
Comprimento com tampa e barra	127 mm

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	verde
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

### Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	20000
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	13500
Profundidade da caixa interna	351 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Monovette® para urina, Ácido bórico, 10 ml,  
tampa verde, (CxØ): 102 x 15 mm, 1 unid./blister**

**Page 3**

Largura da caixa interna	151 mm
Altura da caixa interna	171 mm
Profundidade da embalagem externa	778 mm
Largura da embalagem externa	368 mm
Altura da embalagem externa	195 mm
Volume da embalagem externa	0.0558 cbm
Peso do produto	0.0085 kg
Peso da embalagem externa	5.89 kg
EAN da caixa interna	4038917950008
EAN da embalagem externa	4038917950015

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**